



## Capnógrafo y oxímetro de pulso LifeVet CP

El capnógrafo y oxímetro de pulso portátil LifeVet CP mide y muestra la concentración de CO2 espiratorio, así como la frecuencia respiratoria, la frecuencia del pulso y la saturación de oxígeno en perros, gatos y caballos. Este dispositivo compacto y portátil es muy fácil de usar con su pantalla táctil y su interfaz intuitiva.

### Especificaciones técnicas

- Pantalla táctil a color de 4,3"
- Capnografía de flujo lateral
- Concentración de EtCO2: 0 – 150 mmHg
- Frecuencia respiratoria mostrada en rpm
- Rango de SpO2: 1 – 100 %
- Frecuencia del pulso: 25 – 250 lpm
- Alarmas sonoras y visuales con volumen ajustable.
- Batería recargable de iones de litio: hasta 18 horas de funcionamiento
- Peso: 420 gramos
- Dimensiones (cm): 7,7 x 14,1 x 3,6 (Ancho x Alto x Fondo)

Incluye: líneas de muestreo de CO2, filtro de CO2, adaptador de red, cable USB, sensor de clip de SpO2.